

Stappenplan implementatie zelfmetingen

Bricks Patiënt

Algemene stappenplan

Kijk voor het algemene stappenplan op de ROER kennisbank onder *HIS en patiëntenportaal* > *Aan de slag met zelfmetingen*.

Hier staan de volgende stappen verder uitgewerkt:

- **Stap 1:** Werkwijze veranderen
- **Stap 3:** Informeer de patiënten
- **Stap 5:** Follow-up

De handleiding van Bricks Patiënt kunt u raadplegen door in te loggen op de beheer omgeving van uw portaal en daarna op 'Handleiding' in het menu te klikken.



Stap 2: Beheeromgeving instellen

Vanuit **Bricks Huisarts** kunnen formulieren/ protocollen met patiënten gedeeld worden.

Stap 1 - Formulieren installeren

Om een formulier toegankelijk te maken voor een patiënt dient deze eerst beschikbaar te zijn in Bricks Huisarts. Je kunt de formulieren/ protocollen installeren via definities.tetra.nl. Na installatie van het formulier, is deze beschikbaar voor de hele praktijk.

Stap 2 - Formulieren koppelen aan patiënt

Na het installeren van de formulieren kunnen deze gekoppeld worden aan de patiënt. Dit kun je per patiënt instellen door het juiste Portaalformulier aan de patiënt te koppelen.

De patiënt kan het formulier vinden onder Vragenlijsten in het portaal.



Stap 4: Zelfmetingen verwerken

Wanneer een patiënt een formulier heeft ingevuld, wordt deze automatisch opgeslagen in het dossier van de patiënt en is o.a. zichtbaar via de journaal tab.

