

Stappenplan implementatie zelfmetingen

Algemene stappenplan

Kijk voor het algemene stappenplan op de ROER kennisbank onder *HIS en patiëntenportaal* > *Aan de slag met zelfmetingen*.

Hier staan de volgende stappen verder uitgewerkt:

- **Stap 1:** Werkwijze veranderen
- **Stap 3:** Informeer de patiënten
- **Stap 5:** Follow-up

Bekijk ook de **hulpkaarten van PharmaPartners** voor meer informatie. Klik om de hulpkaart te openen.

[Helpkaart Zelfmetingen](#)



Stap 2: Zorgverlenersportaal inrichten

De functionaliteit zelfmetingen moet aangezet worden op praktijkniveau en vervolgens op patiëntniveau vanuit het HIS. Standaard staat de toestemming uit en kunnen patiënten geen zelfmetingen doorsturen. Het is ook mogelijk deze functionaliteit voor meerdere patiënten tegelijkertijd te activeren (in bulk) vanuit de Q-module.

Wanneer op HIS niveau geactiveerd, kan de patiënt ten alle tijden een zelfmeting insturen.



Klik hier of scan de QRcode voor de instructievideo van stap 2

Ben je je inloggegevens kwijt?
Vraag deze op bij Customer Support
088-688 88 00

Stap 4: Zelfmetingen verwerken

Er zijn twee manieren om zelfmetingen in Medicom te verwerken. In het zorgverlenersportaal kan onder het kopje *Faciliteiten* de gewenste werkwijze worden ingesteld.

Standaardverwerking (via Postverwerking):

De zelfmetingen komen als bericht in de Postverwerking terecht. Hier kan de zorgverlener de metingen accepteren en opnemen in het patiëntdossier, of weigeren. In dit laatste geval worden de metingen niet opgenomen in het dossier en zijn ze niet meer zichtbaar in **Medicom**.

Direct verwerken in het dossier:

Binnengekomen zelfmetingen komen niet meer in de Postverwerking terecht, maar worden direct in het Diagnostisch dossier opgenomen.